


Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Satb2 단일클론 항체 - Q9Upw6

품목 번호: CM0003591



소개

사람 SATB2에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF, IHC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 크로마틴 및 신경 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SATB2 Rabbit mAb
비고/별칭	GLSS, DEL2Q32Q33, C2DELq32q33, SATB2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	23314
GeneID	23314
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 SATB2 (NP_001)의 아미노산 634-733 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UPW6
단백질 분자량(Protein Weight)	83kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)