


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Satb2 토끼 단일클론 항체 - Q9Upw6

품목 번호: CM0003124



소개

WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증된 고성능 Anti-SATB2 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트의 SATB2와 반응하며, 이는 신경 및 골격 발달의 핵심 전사인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SATB2 Rabbit mAb
비고/별칭	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	23314
GeneID	23314
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 SATB2 (Q9UPW6)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UPW6
단백질 분자량	83 kDa
배송(Shipping)	아이스백