


Anti-Satb2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upw6

품목 번호: CM0022425



소개

인간 SATB2 (SWISS: Q9UPW6)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절, 신경 발생 및 조골세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SATB2 Rabbit pAb
비고/별칭	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23314
유전자 ID	23314
면역원	인간 SATB2 (NP_001165980.1)의 아미노산 634-733에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UPW6
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩