


Wb, Elisa용 Anti-Sav1 폴리클로날 항체 - Q9H4B6

품목 번호: CM0029977



소개

인간 SAV1 (hWW45)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. Hippo 신호 전달, 장기 크기 조절 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAV1 Rabbit pAb
비고/별칭	SAV; WW45; WWP4; SAV1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	60485
GeneID	60485
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 SAV1 (NP_068590.1)의 아미노산 199-383에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9H4B6
단백질 분자량(Protein Weight)	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)