


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Sav1 토끼 다클론 항체 - Q9H4B6

품목 번호: CM0024288



소개

인간 SAV1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 45 kDa 단백질인 Hippo 신호 조절 인자를 표적으로 합니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학, ELISA 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	[KO 검증 완료] SAV1 토끼 pAb
비고/별칭	SAV; WW45; WWP4; V1
종	인간
GeneID (인간)	60485
GeneID	60485
면역원	인간 SAV1 (NP_068590.1)의 아미노산 199-383에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9H4B6
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩