


Wb, Elisa용 Anti-Sbds 토끼 단일클론 항체 - Q9Y3A5

품목 번호: CM0003422



소개

인간 SBDS 단백질을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 리보솜 생성 및 슈와크만-다이아몬드 증후군(Shwachman-Diamond syndrome) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SBDS Rabbit mAb
비고/별칭	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
종	인간(Human)
GeneID (인간)	51119
GeneID	51119
면역원	합성 펩타이드 인간 SBDS (NP_057122.2)의 아미노산 151-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y3A5
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩