

## Anti-Sbf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - 095248

품목 번호: CM0013758

### 소개

인간 SBF1(MTMR5)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA 적용에 대해 검증되었으며, 인간 및 쥐에 대한 교차 반응성을 보입니다. 자가포식, 신경 수초 형성, 샤르코-마리-투스병 경로 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SBF1 Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭       | MTMR5; CMT4B3; DENND7A; SBF1                                     |
| 종           | 인간                                                               |
| GeneID (인간) | 6305                                                             |
| GeneID      | 6305                                                             |
| 면역원         | 인간 SBF1 (NP_002963.2)의 아미노산 1630-1770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                               |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                                          |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 쥐                                                            |
| SWISS       | O95248                                                           |
| 단백질 분자량     | 208kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                             |