

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Scaf4 Rabbit Polyclonal Antibody - O95104

품목 번호: CM0023108



소개

IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 항-SCAF4 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트 SCAF4를 인식합니다. 전사 조절 및 초기 mRNA 종결 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCAF4 Rabbit pAb
비고/별칭	SRA4; SFRS15; SCAF4
종	인간
유전자 ID (인간)	57466
유전자 ID	57466
면역원	인간 SCAF4 (NP_065757.1)의 아미노산 170-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95104
단백질 분자량	126kDa
배송	아이스백