


Anti-Scaf8 (Rbm16) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Upn6

품목 번호: CM0021441



소개

인간 SCAF8 (RBM16)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전사 종결 및 RNA 프로세싱 연구에 유용합니다. 재조합 면역원, 141 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCAF8 Rabbit pAb
비고/별칭	RBM16; SCAF8
종	인간
유전자 ID (인간)	22828
유전자 ID	22828
면역원	인간 SCAF8 (NP_055707.3)의 아미노산 572-634에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UPN6
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백