

Anti-Scamp1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O15126

품목 번호: CM0027770

소개

SCAMP1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 SCAMP1을 인식합니다. 골지체 후 순환 및 막 교통 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCAMP1 Rabbit pAb
비고/별칭	SCAMP; SCAMP37; SCAMP1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	9522
유전자 ID	9522
항원(Immunogen)	인간 SCAMP1 (NP_004857.4)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O15126
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩