

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Scamp2 Rabbit Polyclonal 항체 - O15127

품목 번호: CM0019534

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-SCAMP2 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 랫트 SCAMP2 (37 kDa)를 인식합니다. 골지체 후 재순환에서 분비 캐리어 관련 막 단백질 2 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCAMP2 Rabbit pAb
비고/별칭	SCAMP2
종	인간
유전자 ID	10066 (인간)
면역원	인간 SCAMP2 (NP_005688.2)의 아미노산 1-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O15127
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백