

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Scand1 Rabbit Polyclonal Antibody - P57086

품목 번호: CM0029478

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용을 위한 고품질 anti-SCAND1 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 검증됨. 재조합 면역원. 전사 조절 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCAND1 Rabbit pAb
비고/별칭	RAZI; SDP1; SCAND1
종	인간
유전자 ID (인간)	51282
유전자 ID	51282
면역원	인간 SCAND1 (NP_057642.1)의 아미노산 1-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P57086
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩