

Wb, Elisa용 Anti-Sccpdh 토끼 다클론 항체 - Q8Nbx0

품목 번호: CM0021662

소개

인간 SCCPDH(NET11, CGI-49)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응하며, 면역원은 재조합 단백질에서 유래했습니다. 산화환원효소 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCCPDH 토끼 pAb
비고/별칭	NET11; CGI-49; SCCPDH
종	인간
GeneID (인간)	51097
GeneID	51097
면역원	인간 SCCPDH(NP_057086.2)의 아미노산 1~270번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NBX0
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩