

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Scd 다클론 항체 - O00767

품목 번호: CM0024911



소개

인간 스테아로일-CoA 불포화효소(SCD)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 래트와 반응합니다. 지질 대사 및 지방산 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] SCD 토끼 pAb
비고/별칭	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
종	인간
유전자ID (인간)	6319
유전자ID	6319
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	O00767
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩