

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Scd1 Rabbit Monoclonal Antibody - O00767

품목 번호: CM0008006



소개

인간 SCD1 (스테아로일-CoA 탈포화효소)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 지방산 생합성 효소를 표적으로 하며, 대사 및 지질 연구에 이상적입니다. 인간 교차 반응성.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCD1 Rabbit mAb
비고/별칭	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008
종	인간
유전자 ID (인간)	6319
유전자 ID	6319
면역원	인간 SCD1 (NP_005054.3)의 아미노산 260-359 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00767
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백