

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Scd1 Rabbit Polyclonal Antibody - O00767

품목 번호: CM0020711



소개

인간 SCD1을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 지질 생합성 및 에너지 항상성에 관여하는 Stearoyl-CoA 탈포화효소.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCD1 Rabbit pAb
비고/별칭	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
종	인간
GeneID (인간)	6319
GeneID	6319
면역원	인간 SCD (NP_005054.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00767
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백