

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Scd5 다클론 항체 - Q86Sk9

품목 번호: CM0013893

소개

인간 SCD5(스테아로일-CoA 불포화효소 5, 별칭 SCD4/ACOD4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 지방산 불포화화, 신경 세포 증식 및 난청에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCD5 토끼 pAb
비고/별칭	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
종	인간
유전자 ID	79966
면역원	인간 SCD5 (NP_001032671.2)의 아미노산 1-75에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86SK9
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스백