

Wb, Elisa용 항-Scd5 토끼 다클론 항체 - Q86Sk9

품목 번호: CM0026609

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 항-SCD5 다클론 항체입니다. 지방산 생합성과 신경 분화의 핵심 효소인 인간, 마우스 및 랫드 SCD5를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCD5 토끼 pAb
비고/별칭	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
종	인간
유전자 ID (인간)	79966
유전자 ID	79966
면역원	합성 펩타이드; 인간 SCD5 (NP_001032671.2)의 아미노산 231-330 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q86SK9
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩