

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Scfd1 토끼 다클론 항체 - Q8Wvm8

품목 번호: CM0025192

소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 사용되는 SCFD1(별칭 SLY1, STXBP1L2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트에서 검증되었습니다. ER-골지 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCFD1 토끼 pAb
비고/별칭	SLY1; RA410; SLY1P; STXBP1L2; C14orf163; SCFD1
종	인간
유전자 ID (인간)	23256
유전자 ID	23256
면역원	인간 SCFD1 (NP_057190.2)의 아미노산 373-642에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WVM8
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스 팩