

Anti-Scg2 토끼 다클론 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - P13521

품목 번호: CM0027194

소개

인간 SCG2(시크레토그라닌-2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 래트와 반응합니다. 신경내분비 연구 및 분비 과립 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCG2 토끼 pAb
비고/별칭	SN, CHGC, EM66, SgII, SCG2
종	인간
유전자 ID	7857
면역원	인간 SCG2 (NP_003460.2)의 아미노산 30-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P13521
단백질 분자량	71kDa
배송 방식	아이스팩