

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Scgb3A2 폴리클론항체 - Q96Pl1

품목 번호: CM0016541

소개

항염증 및 항섬유화 역할을 하는 시크레토글로빈인 인간 SCGB3A2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 폐 발달 및 선천면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCGB3A2 Rabbit pAb
비고/별칭	LU103, PNSP1, UGRP1, pnSP-1, SCGB3A2
종	인간
GeneID (인간)	117156
GeneID	117156
면역원	인간 SCGB3A2 (NP_473364.1)의 아미노산 1-93에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96PL1
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백