


Anti-Scin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6U3

품목 번호: CM0019908



소개

인간 SCIN (Scinderin/Adseverin)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 엑소사이토시스, 거대핵세포, 세포골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCIN Rabbit pAb
비고/별칭	SCIN; adseverin
종	인간
유전자 ID	85477
면역원	인간 SCIN (NP_001106177.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y6U3
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백