


Wb, Elisa용 Anti-Scly 다클론 항체 - Q96I15

품목 번호: CM0014523



소개

Western blot 및 ELISA 응용 분야에 적합한 고품질 Anti-SCLY 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 SCLY에 반응합니다. 셀레노시스테인 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCLY 토끼 pAb
비고/별칭	SCL; hSCL; SCLY
종	인간
GeneID (인간)	51540
GeneID	51540
면역원	인간 SCLY(NP_057594.4)의 아미노산 284-453에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96I15
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩