

Wb, Elisa용 Anti-Scml1 폴리클로날 항체 - Q9Un30

품목 번호: CM0019173

소개

인간 SCML1(전사 억제에 관여하는 추정 Polycomb 그룹 단백질)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐와 교차 반응합니다. 정자 형성 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCML1 Rabbit pAb
비고/별칭	SCML1
종	인간
GeneID (인간)	6322
GeneID	6322
면역원	인간 SCML1 (NP_006737.2)의 아미노산 50-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q9UN30
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백