


Wb, Elisa용 Anti-Scn1B 토끼 다클론 항체 - Q07699

품목 번호: CM0014446



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-SCN1B 토끼 다클론 항체입니다. 신경 흥분성과 심장 기능에 관여하는 전압 개폐성 나트륨 채널 조절 소단위체인 인간, 마우스 및 랫드 SCN1B를 인식합니다. 신경과학 및 심혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCN1B 토끼 pAb
비고/별칭	DEE52; ATFB13; BRGDA5; EIEE52; GEFSP1; SCN1B
종	인간
유전자 ID (인간)	6324
유전자 ID	6324
면역원	인간 SCN1B의 아미노산 19-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_950238.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q07699
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩