


## Wb, Elisa용 항Scn2A 다클론 항체 - Q99250

품목 번호: CM0018366



### 소개

인간 SCN2A(Nav1.2 나트륨 채널 알파 서브유닛)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 228 kDa입니다. 신경과학 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SCN2A 토끼 pAb                                                                                               |
| 비고/별칭       | EA9; HBA; NAC2; BFIC3; BFIS3; BFNIS; DEE11; HBSCI; EIEE11; HBSCII; Nav1.2; SCN2A1; SCN2A2; Na(v)1.2; SCN2A |
| 종           | 인간                                                                                                         |
| GeneID (인간) | 6326                                                                                                       |
| GeneID      | 6326                                                                                                       |
| 면역원         | 재조합 단백질 (인간 SCN2A (NP_001035232.1)의 아미노산 275-401에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)                                |
| 기원          | 토끼                                                                                                         |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                                                     |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                                                                  |
| 교차 반응성      | 인간                                                                                                         |
| SWISS       | Q99250                                                                                                     |
| 단백질 분자량     | 228kDa                                                                                                     |
| 배송 방식       | 아이스백                                                                                                       |