

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Scn3B 토끼 다클로날 항체 - Q9Ny72

품목 번호: CM0014012



소개

나트륨 채널 조절 베타 소단위체인 인간 SCN3B를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 심장 전기생리학 및 이온 채널 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCN3B Rabbit pAb
비고/별칭	SCNB3; ATFB16; BRGDA7; HSA243396; SCN3B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55800
GeneID	55800
면역원	인간 SCN3B (NP_060870.1)의 아미노산 23-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NY72
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩(Ice Ice bag)