


## Wb, Elisa용 Anti-Scn5A 폴리클로날 항체 - Q14524

품목 번호: CM0019271



### 소개

SCN5A (Nav1.5) 나트륨 채널을 표적으로 하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성을 가집니다. 심장 전기생리학 및 채널병 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수                     | 값                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | SCN5A Rabbit pAb                                                                           |
| 비고/별칭                    | HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5; SCN5A |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                                                  |
| 유전자 ID (사람)              | 6331                                                                                       |
| 항원(Immunogen)            | 합성 펩타이드: 사람 SCN5A (NP_932173.1)의 아미노산 1950-2016 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드                         |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                                                 |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                                            |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                                                  |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 마우스(Mouse)                                                                                 |
| SWISS                    | Q14524                                                                                     |
| 단백질 분자량                  | 227 kDa                                                                                    |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                                             |