

Wb 및 Elisa용 Anti-Scnnnnnn1B 폴리클로날 항체 - P51168

품목 번호: CM0022114



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 상피 나트륨 채널 서브유닛 베타(SCNN1B/ENaC beta)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 SCNN1B에 특이하며, 신장 및 호흡기 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SCNN1B Rabbit pAb
비고/별칭	BESCL, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
종	Human
유전자 ID (인간)	6338
유전자 ID	6338
면역원	재조합 단백질: 인간 SCNN1B (NP_000327.2)의 아미노산 406-640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P51168
단백질 분자량	73kDa
배운송	아이스 팩