

Wb 및 Elisa용 Anti-Scnn1B 다클론 항체 - P51168

품목 번호: CM0022106

소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 상피 나트륨 채널 베타 소단위체(SCNN1B/ENaC beta)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 SCNN1B에 특이적이며, 신장 및 호흡기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCNN1B 토끼 pAb
비고/별칭	BESCL, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
종	인간
유전자 ID (인간)	6338
유전자 ID	6338
면역원	재조합 단백질: 인간 SCNN1B(NP_000327.2)의 아미노산 406~640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51168
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩