

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Scnn1G 폴리클로날 항체 - P51170

품목 번호: CM0024716



소개

인간 SCNN1G (ENaC 감마 서브유닛)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 나트륨 채널 생리학, 신장 기능 및 이온 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCNN1G Rabbit pAb
비고/별칭	PHA1; BESC3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
종	인간
유전자 ID (인간)	6340
유전자 ID	6340
면역원	제조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51170
단백질 무게	74kDa
배송	아이스백