

Anti-Scnn1G 토끼 다클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P51170

품목 번호: CM0020170



소개

인간 SCNN1G(ENaC 감마 서브유닛)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 나트륨 채널 및 상피 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCNN1G 토끼 pAb
비고/별칭	PHA1; BESC3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
종	인간
GeneID	6340 (인간)
면역원	재조합 단백질 인간 SCNN1G(NP_001030.2)의 아미노산 100-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P51170
단백질 분자량	74kDa
배송 방법	아이스백