

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Sco2 토끼 다클론 항체 - O43819

품목 번호: CM0029501



소개

인간 SCO2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 시토크롬 c 옥시다아제 조립 및 호흡 사슬 기능에 필수적인 미토콘드리아 구리 샤페론인 마우스 및 래트 SCO2(30 kDa)와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SCO2 토끼 pAb
비고/별칭	TP; MYP6; TYMP; ECGF1; SCO1L; MC4DN2; CEMCOX1; PD-ECGF; TdRPase; Gliostatin; SCO2
종	인간
GeneID (인간)	9997
GeneID	9997
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43819
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스팩