

Anti-Scp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P22307

품목 번호: CM0027031



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 SCP2 Rabbit pAb (사람, 마우스 대상). SCP2는 분지지방산 베타 산화의 마지막 단계를 촉매하고 지질 전달을 매개하는 퍼옥시좀 단백질입니다. 대사 및 심혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCP2 Rabbit pAb
비고/별칭	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; SCP2
종	사람 (Human)
Gene ID (사람)	6342
Gene ID	6342
면역원	사람 SCP2 (NP_001007099.1)의 아미노산 1-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P22307
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)