

Anti-Sctr Rabbit Polyclonal Antibody - P47872

품목 번호: CM0029023



소개

인간 SCTR(시크레틴 수용체)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. pH 조절, 열생성 및 수분 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCTR Rabbit pAb
비고/별칭	SR; SCTR
종	인간
GeneID (Human)	6344
GeneID	6344
면역원	인간 SCTR (P47872)의 아미노산 151-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P47872
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백