

Wb 및 Elisa용 Anti-Scyl2 다클론 항체 - Q6P3W7

품목 번호: CM0017736

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-SCYL2 토끼 다클론 항체로, 인간 및 랫드와 반응합니다. 클라트린 결합 키나아제인 SCYL2는 신경 수용체 수송과 뇌 발달을 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCYL2 토끼 pAb
비고/별칭	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
종	인간
GeneID (인간)	55681
GeneID	55681
면역원	인간 SCYL2(NP_060458.3)의 아미노산 1~300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q6P3W7
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스팩