

Wb 및 Elisa용 항Sd1 다클론 항체 - B6F2D9

품목 번호: CM0022120

소개

벼(Oryza sativa) SD1(지베렐린 20-옥시다아제)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 지베렐린 생합성 및 식물 성장 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SD1 토끼 pAb
비고/별칭	sd1; GA20; Sd-1; 20ox2; C20ox2; SD1-2E; GA20OX2; Os20ox2; osGA20ox2; SD1
종	벼(Oryza sativa)
유전자 ID	4325003
면역원	재조합 단백질; 벼(Oryza sativa) SD1(Q0JH50)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	벼(Oryza sativa)
SWISS	B6F2D9
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩