

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Sdc2 토끼 다클론 항체 - P34741

품목 번호: CM0018860



소개

사람, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 항-SDC2 토끼 pAb입니다. 수지상 가지 형성과 신경발생을 조절하는 헤파란 설페이트 프로테오글리칸인 신데칸-2(syndecan-2)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SDC2 토끼 pAb
비고/별칭	HSPG; CD362; HSPG1; SYND2; SDC2
종	사람
유전자 ID	6383
면역원	사람 SDC2(NP_002989.2)의 아미노산 19-144를 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P34741
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스백