

Wb, Elisa용 항-Sdc4 토끼 다클론 항체 - P31431

품목 번호: CM0024147



소개

인간 SDC4(신데칸-4)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 엑소좀 생체생성 연구 및 진단 분석 개발에 이상적이며, 약 22 kDa 밴드를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SDC4 토끼 pAb
비고/별칭	SYND4; SDC4
종	인간
유전자 ID (인간)	6385
유전자 ID	6385
면역원	인간 SDC4 (NP_002990.2)의 아미노산 19-145번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P31431
단백질 분자량	22kDa
배송 방법	아이스백