

Anti-Sdf4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brk5

품목 번호: CM0017692

소개

Anti-SDF4 토끼 폴리클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 45 kDa 칼슘 결합 단백질인 인간 및 마우스 SDF4를 검출하며, 칼슘 의존적 소포체 활동에 관여합니다. 대사 및 골지체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SDF4 Rabbit pAb
비고/별칭	Cab45; SDF-4; SDF4
종	인간
GeneID (Human)	51150
면역원	인간 SDF4 (NP_057260.2)의 아미노산 37-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BRK5
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백