

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sdha 폴리클로날 항체 - P31040

품목 번호: CM0025912



소개

인간 SDHA(숙신산 탈수소효소 복합체 플라보단백질 소단위체)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 확인되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. C-말단 영역을 포함하는 재조합 면역원을 사용합니다. 미토콘드리아 기능, 대사 질환 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SDHA Rabbit pAb
비고/별칭	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6389
유전자 ID	6389
면역원	재조합 단백질 인간 SDHA (NP_004159.2)의 아미노산 385-664에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P31040
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)