


## Wb, Elisa용 Anti-Sdhaf2 다클론 항체 - Q9Nx18

품목 번호: CM0022905



### 소개

인체 SDHAF2(미토콘드리아 숙신산 탈수소효소 조립 인자 2)를 표적으로 하는 WB 및 ELISA용 SDHAF2 토끼 pAb입니다. 마우스와 교차 반응하며 미토콘드리아 대사 및 TCA 회로 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SDHAF2 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | PGL2; SDH5; hSDH5; C11orf79; SDHAF2                           |
| 종           | 인체                                                            |
| GeneID (인체) | 54949                                                         |
| GeneID      | 54949                                                         |
| 면역원         | 인체 SDHAF2(NP_060311.1)의 아미노산 1-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 출처          | 토끼                                                            |
| 분류          | 다클론 항체                                                        |
| 응용          | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인체, 마우스                                                       |
| SWISS       | Q9NX18                                                        |
| 단백질 중량      | 20kDa                                                         |
| 배송          | 아이스팩                                                          |