

Anti-Sdhhb 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P21912

품목 번호: CM0014449



소개

인간 SDHB(숙시네이트 탈수소효소 철-황 서브유닛)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 SDHB와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 II 연구, 산화적 인산화 연구 및 대사 질환 조사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SDHB 토끼 pAb
비고/별칭	IP; SDH; CWS2; PGL4; SDH1; SDH2; SDHIP; MC2DN4; SDHB
종	인간
유전자 ID (인간)	6390
유전자 ID	6390
면역원	인간 SDHB (NP_002991.2)의 아미노산 29-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21912
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩