

Anti-Sdhb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P21912

품목 번호: CM0021426



소개

미토콘드리아 복합체 II의 철-황 소단위인 인간 SDHB를 표적하는 토끼 다클로널 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐 SDHB와 교차 반응합니다. 예상 분자량은 32 kDa입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SDHB Rabbit pAb
비고/별칭	IP, SDH, CWS2, PGL4, SDH1, SDH2, SDHIP, MC2DN4, SDHB
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6390
GeneID	6390
면역원	인간 SDHB (NP_002991.2)의 아미노산 29-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P21912
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)