

Wb, Elisa용 항-Sdhd 토끼 다클론 항체 - O14521

품목 번호: CM0023923



소개

Western blot 및 ELISA 응용 분야를 위한 SDHD(석신산 탈수소효소 서브유닛 D) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응하여 미토콘드리아 복합체 II 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SDHD 토끼 pAb
비고/별칭	PGL; CBT1; CWS3; PGL1; QPs3; SDH4; cybS; CII-4; MC2DN3; SDHD
종	인간
유전자 ID (인간)	6392
유전자 ID	6392
면역원	합성 펩타이드 인간 SDHD(NP_002993.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O14521
단백질 중량	17kDa
배송	아이스팩