

Anti-Sdpr/Cavin-2 Rabbit Polymab® For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95810

품목 번호: CM0004617

소개

SDPR/Cavin-2 Rabbit PolymAb®는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 Human 및 Mouse cavin-2 (SWISS: O95810)를 검출합니다. 이 캐비올라 관련 단백질은 막 곡률 및 캐비올라 생합성에 핵심적입니다. IVD 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SDPR/Cavin-2 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2
종	Human
GeneID (Human)	8436
GeneID	8436
면역원	인간 SDPR/Cavin-2 (NP_004648.1)의 아미노산 326-425 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O95810
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백