

Wb, If/Icc, Elisa용 Sec11A 토끼 다클론 항체 - P67812

품목 번호: CM0016755



소개

인간 SEC11A에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 소포체 신호 펩타이드 절단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEC11A 토끼 pAb
비고/별칭	SPC18, SPCS4A, SEC11L1, sid2895, I810012E07Rik, SEC11A
종	인간
GeneID (인간)	23478
GeneID	23478
면역원	재조합 단백질 인간 SEC11A의 아미노산 37-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_055115.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P67812
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩