

Anti-Sec13 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P55735

품목 번호: CM0014241



소개

WB, IHC, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 SEC13에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. NPC, COPII 및 mTORC1 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SEC13 Rabbit pAb
비고/별칭	SEC13R; npp-20; SEC13L1; D3SI231E; SEC13
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6396
GeneID	6396
면역원	인간 SEC13 (NP_899195.1)의 아미노산 1-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P55735
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백