


## Anti-Sec14L2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76054

품목 번호: CM0016027



### 소개

Anti-SEC14L2 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드의 SEC14L2(46 kDa)와 반응하며, 이는 토코페롤 및 콜레스테롤과 관련된 지질 운반체/전사 활성제입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SEC14L2 Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭       | SPF; TAP; TAP1; C22orf6; SEC14L2                                    |
| 종           | 인간                                                                  |
| GeneID (인간) | 23541                                                               |
| GeneID      | 23541                                                               |
| 면역원         | 인간 SEC14L2 (NP_001191133.1)의 아미노산 60-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                                  |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                            |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                         |
| SWISS       | O76054                                                              |
| 단백질 분자량     | 46kDa                                                               |
| 배송          | 아이스팩                                                                |