

Wb, Elisa용 Anti-Sec23A 폴리클로날 항체 - Q15436

품목 번호: CM0016749



소개

인간 Sec23A에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트 Sec23A와 교차 반응합니다. COPII 소포 운송 및 ER-골지 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Sec23A Rabbit pAb
비고/별칭	CLSD; hSec23A; Sec23A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10484
유전자 ID	10484
면역원	인간 Sec23A (NP_006355.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15436
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)